

# S-Monovette®

## Farbcode und Anwendungsbereiche

Bezeichnung	EU-Code	ISO-Code	Anwendungsbereich
S-Monovette® Serum CAT S-Monovette® Serum Z			Klinische Chemie, Serologie, Spezialuntersuchungen
S-Monovette® Serum Gel CAT			Klinische Chemie, Serologie
S-Monovette® Citrat 9NC			Gerinnungsanalytik (z.B. Quick, PTT, TZ, Fibrinogen)
S-Sedivette® 4NC (Tri-Natriumcitrat)			BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit)
S-Monovette® Lithium Heparin LH			Plasmagewinnung für Klinische Chemie, Serologie
S-Monovette® Lithium Heparin Gel LH			Plasmagewinnung für Klinische Chemie, Serologie
S-Monovette® EDTA K3E S-Monovette® EDTA K2E			Hämatologie (z.B. Hb, HK, Erythrozyten, Leukozyten)
S-Monovette® Fluorid EDTA FE S-Monovette® Fluorid Heparin FH			Bestimmung von Glucose und Lactat
S-Monovette® GlucoEXACT FC (Citrat / Fluorid / EDTA)			Glucosebestimmung
S-Monovette® Metallanalytik LH (Lithium Heparin)			Metallanalytik