

## Fingerverband

**Baumwolle: 67% Baumwolle, 33% Viskose**  
**atmungsaktiv, hautfreundlich, dehnbar**

### Anwendung

Zur Verbandfixierung/Kompressenfixierung im Fingerbereich.

Sofort einsatzbereiter Fertigverband aus nahtlos gewirktem Trikotschlauch in konfektionierter Standardgröße. Der Verband ist atmungsaktiv, einfach anzulegen und besitzt ein abgenähtes Ende. Leichtes Anlegen durch hohe Dehnbarkeit. Sicherer und faltenfreier Sitz.

### Technische Daten

Bezeichnung	Abmessung	Toleranz
Länge gesamt	520 mm	+/- 15 mm
Länge des Fingerteils (abgenäht)	90 mm	+/- 8 mm
Breite	25 mm	+/- 5 mm
Gewicht per Stück	2,28 g	+/- 0,3 g

### Lieferformen

50x Fingerverband

Größe 1

PZN 02555794

Best-Nr: 128315

