

Mobilität und Qualität sind jetzt *one*. Das HEINE DELTA*one* Dermatoskop.



Außen klein. Innen ganz groß.

Das HEINE DELTAone Dermatoskop.

Extrem scharfe
Abbildung
mit dem
achromatischen
HEINE
Optiksystem

Schneller
Wechsel von
Kontakt- zu
kontaktloser
Untersuchung

Passt in jede
Kitteltasche



Blend- und
reflexionsfreies
Arbeiten durch
Polarisation

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende
Farbtreue aufgrund
LED^{HQ}

Digitale Dokumentation
mit dem exklusiven
HEINE DERManager*



- **Kristallklare Abbildung**, egal ob Sie lieber nah oder mit größerem Abstand arbeiten
- **Sichtfeld mit echten 21 mm** (Linse 22mm) Ø
- **Helligkeit nach Wunsch**: 3 Lichtstärken
- **Komfortable Reinigung mit Sprühdeseinfektion** möglich
- **10fache Vergrößerung**
- **Keine Kreuzkontamination**: autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- **Dioptrienausgleich**
- **Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln** = Toggle Funktion.
Mehr unter heine.com/de/Toggle

- **Akku mit Li-ion Technologie**: kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- **Kleine Kontaktscheibe** für schwer zugängliche Stellen
- **Möglichkeiten der digitalen Dokumentation**:
 - Bild- und Datenmanagement bequem und intuitiv mit dem HEINE DERManager*. Mehr dazu auf www.heine.com/de/digital
 - Einfache Digitalaufnahmen mit vielen gängigen Smartphones

DELTAone Standard Edition (schwarz-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala,
USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (weiß-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala,
USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

K-211.28.305

· **Zubehör und weitere Artikel unter heine.com/de/DELTAone**

*Verfügbar in Deutschland. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in weiteren Ländern auf unserer Webseite.