

Mulltupfer

- unsteril
 - 20-fädig: 27,0 g/m²
 - zur äußeren Anwendung
 - Trocken und vor Sonne geschützt lagern (10°C - 30°C)
-

Gebrauchsfertige Mulltupfer aus Verbandmull, unsteril, 20-fädig, 100% Baumwolle.
Anwendung zur äußeren Wundversorgung im Ambulanz-, Stations- und Erste-Hilfe-Bereich.

Verwendbarkeit

5 Jahre ab Herstellung

Qualitätssicherung

DIN EN 14079-VM 20, CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

Lieferformen

500x	walnussgroß, Gr. 2, 15 x 16 cm	PZN 02671282	Best-Nr: 128051
500x	pflaumengroß, Gr. 3, 20 x 20 cm	PZN 02671299	Best-Nr: 128052
500x	eigroß, Gr. 4, 25 x 26 cm	PZN 02671307	Best-Nr: 128053

