

## Die neue SERVOspin plus Tischzentrifuge - Einfach besser!

Sehr geehrte Damen und Herren,  
gern möchten wir Ihnen die neue Serie unserer  
bekannten SERVOspin Tischzentrifuge vorstellen!

# SERVOspin

Wie beim Vorgängermodell haben wir unser  
Augenmerk auf Sicherheit und hohen  
Bedienkomfort gelegt.

In den Spezifikationen und Details haben wir das  
neue Modell "SERVOspin plus" nochmals  
entscheidend verbessert!

Die SERVOspin plus Tischzentrifuge, H7 800, wird  
im Set mit einem 8-fach Winkelrotor ausgeliefert,  
zur Anpassung an die unterschiedlichen  
Röhrchentypen ist ein Adapter-Set im  
Lieferumfang enthalten.

Der schwingend gelagerte Motor überzeugt mit  
einem sehr ruhigen und geräuscharmen Lauf!  
Zum Schutz vor Beladungsfehlern wurde eine  
Unwuchtkontrolle integriert.

Die Drehzahl kann in Schritten zu 100 U/min bis  
auf ein Maximum von 5000 U/min (oder 3074 G)  
vorgewählt werden, die Laufzeit ist in Schritten bis  
maximal 99 Minuten einstellbar. Für das Mischen  
von Proben steht eine manuell steuerbare  
Kurzlauf-Funktion zur Verfügung.

Zur Sicherheit für den Anwender wird der Deckel  
im Betrieb elektromagnetisch verriegelt.  
Drehzahl und die Restlaufzeit werden laufend im  
Display angezeigt, eine Umstellung der Anzeige  
auf den RCF-Wert (Relative Centrifugal Force) ist  
durch einen einfachen Tastendruck möglich.



## Vorteile auf einen Blick:

- Kompakte Tischzentrifuge für den vielseitigen Einsatz in der Medizin, im Labor, in der Pharmazie und Analytik.
- Winkelrotor 8 x 15 ml mit Adapter-Set zur Anpassung an unterschiedliche Röhrentypen bis zu einer maximalen Größe von 15 mm x 105 mm.
- Ergonomisches Bedienfeld zur digitalen Vorwahl von Laufzeit und Drehzahl.
- Großformatiges Display mit Umschaltung von Drehzahl und RCF.
- Elektromagnetische Deckelverriegelung.
- Manuelle Kurzlauf-Funktion zum Mischen von Proben.
- Notfallöffner bei Stromausfall.
- Stabiles Gehäuse und langlebiger Motor.
- Hygienische Folientastatur für einfache Reinigung und Desinfektion.
- 24 Monate Garantie.



Adapter-Set für unterschiedliche Röhrengößen im Lieferumfang enthalten. REF H7 800.

## Technische Daten

Drehzahl: 100 - 5000 U/min  
Drehzahlschritte: 100 U/min  
Max.RCF = Zentrifugalkraft: 3074 G  
Standardrotor: Winkelrotor 8 x 15 ml  
Laufzeit: 1 bis 99 min  
Unwuchtkontrolle: ja  
Drehzahl / RCF: ja  
Abmessungen: 350 x 400 x 320 mm  
Gewicht: 5 kg  
Netzspannung: 220 - 230 Volt 50/60 Hz

