

## Injektionspflaster

---

<b>Trägermaterial:</b>	<b>100% Polyethylen-Folie</b>
<b>Kleber:</b>	<b>hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber</b>
<b>Kompresse:</b>	<b>70% Viskose, 30% Polyester (Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden)</b>

---

Fertig konfektioniertes Injektionspflaster in verschiedenen Größen in einer Platz sparenden Entnahmebox.  
Das wasserabweisende Trägermaterial ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Kleber beschichtet.

### Spezielle Lagervorschriften

Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „**First in - first out**“.

### Qualitätssicherung

CE-Kennzeichnung, Medizinprodukt der Klasse I

### Lieferformen

400x	1 x 4 cm	PZN 02641022	Best-Nr: 128008
200x	2 x 6 cm	PZN 02670992	Best-Nr: 128009

