

MKv 3910

MediLine



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Brutto-/Nutzinhalt | 361/280 l |
| Außenmaße in mm (B/T/H) | 600/615/1840 |
| Innenmaße in mm (B/T/H) | 440/435/1635 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen | 309 kWh |
| Klimaklasse | 4 ¹ |
| Kältemittel | R 600a |
| Geräusch-Schalleistung | 48 dB(A) |
| Anschlusswert | 1,5 A |
| Spannung | 220-240 V~ |
| Kühlsystem | dynamisch |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Temperaturbereich | +5°C |
| Gradient * | 4,1°C |
| max. Fluktuation ** | 3,6°C |
| Gehäusematerial/Farbe | Stahl/weiß |
| Tür-/Deckelmaterial | Stahl |
| Material Innenbehälter | Kunststoff weiß |
| Art der Steuerung | Elektronische Steuerung |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| Störung: Warnsignal | optisch und akustisch |
| Schnittstelle | RS 485 |
| Potentialfreier Kontakt | Ja |
| Verstellbare Ablageflächen | 5 |
| Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
| Belastbarkeit Ablageflächen | 45 kg |
| Griff | Ergonomischer Stangengriff |
| Schloss | vorhanden |
| Türe selbstschließend | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Isolierung | 40 mm |
| Brutto-/Nettogewicht | 74 / 68 kg |
| EAN-Nr. | 9005382197011 |

1 Klimaklasse / Umgebungstemperatur: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C
3 von +10°C bis +25°C **4** von +10°C bis +30°C **5** von +10°C bis +40°C **7** von +10°C bis +35°C

* Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

** Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.