

## Endprodukt

Vakuumflasche 250/500 ml  
Art.-Nr. 50100250/50100500

steril, pyrogenfrei

Unterdruck

gem. Verfahrensanweisung

Wasser (aqua ad injectabilia)

gem. Verfahrensanweisung;  
gem. Ph.Eur. in der jeweils gültigen  
Fassung

## Ausgangsmaterialien

Infusionsflasche

250/500 ml, Typ II, farblos  
Herstellungsnorm:  
DIN EN ISO 8536-1

Dreilochstopfen

Material: Naturkautschuk  
Farbe: natur  
Prüfung nach: DIN 58367, Teil 1

Steigrohr PP

Material: Polypropylen  
Farbe: natur-transluzent  
FDA 21 CFR 177.15250

Flip Cap

Bördelverschluss  
Material: Aluminium  
Dampfsterilisierbar (30 min, 121 °C)  
Plastik-Kappe:  
Material: Polypropylen  
FDA 21 CFR 177.15250

Aufhängevorrichtung

Material: Polyethylen  
Prüfungen nach: DIN 58369

## Sterilisation

Dampfsterilisation entsprechend den  
Anforderungen der DIN EN ISO 17665

## Kennzeichnung

entsprechend Richtlinie 93/42/EWG  
entsprechend DIN EN ISO 15223

## Verpackung / Versendung

mit Aufhängevorrichtung in 10er-Kartons mit integriertem Gefache  
Gewicht 250 ml = ca. 1,8 kg  
Gewicht 500 ml = ca. 2,7 kg

allgemein

Euro-Paletten-Versand mit Transportsicherung  
- Stretchfolie, Kantenschutz und Bandumreifung  
- Transport für Lkw geeignet  
- Transport für Luftfracht  
- Transport für Seefracht in Container geeignet

Standardpackmodus

Vakuumflasche 250 ml = 1700 Stück  
- Lage mit 17 x 10 Stück  
- gesamt 10 Lagen  
- gesamt 170 Kartons  
- Höhe ohne Palette ca. 173 cm  
- Höhe mit Palette ca. 183 cm  
- Gewicht gesamt ca. 342 kg

Vakuumflasche 500 ml = 1080 Stück  
- Lage mit 12 x 10 Stück  
- gesamt 9 Lagen  
- gesamt 108 Kartons  
- Höhe ohne Palette ca. 195 cm  
- Höhe mit Palette ca. 205 cm  
- Gewicht gesamt ca. 311 kg

Spezifikation Europalette

neuwertig  
IPPC-Standard (International Plant Protection Convention)  
80 x 120 cm, Gewicht 20 kg

Spezifikation Kartonage 250 ml

Wellpappfaltkiste, zweiwellig  
Qualität: ktsC120, max. Füllgewicht 20 kg  
Innenmaße: 66 x 66 x 144 mm  
Verschlussart: umklebt

Spezifikation Kartonage 500 ml

Wellpappfaltkiste, zweiwellig  
Qualität: ktsC120, max. Füllgewicht 20 kg  
Innenmaße: 79 x 79 x 186 mm  
Verschlussart: umklebt

Spezifikation Stretchfolie

PE-Maschinen-Stretchfolie,  
430 mm breit, Stärke 9 m $\mu$ , 2.250 lfm./Rolle,  
transparent, mit Doppelkante, Kern 76 mm

Kantenschutz

wie vorhanden

Bandumreifung

wie vorhanden

Königswinter, den 05.07.2019