

**DATENBLATT****SERVOspin Evolve Tischzentrifuge mit Winkelrotor SERVOspin Evolve**

Kompakte Tischzentrifuge für Praxis und Labor mit Winkelrotor für bis zu 6 x 15 ml.

Die SERVOspin Evolve mit Winkelrotor ist vielseitig einsetzbar, der 54° geneigte Winkelrotor ermöglicht hohe Drehzahlen bzw. Schwerefelder und ermöglicht kürzere Zentrifugationszeiten bei gleichen Bedingungen. Der bürstenlose Motor ist schwingend gelagert und verfügt über einen Sensor zur Unwuchtkontrolle. Das garantiert einen sehr ruhigen und geräuscharmen Betrieb. Zur Sicherheit für den Anwender wird die Deckelverriegelung elektronisch überwacht. Die Drehzahl ist von 300 bis max. 5000 U/min und die Laufzeit von 30 Sekunden bis 99 Minuten einstellbar. Zwei anpassbare Programmtasten sparen Zeit und erleichtern die Bedienung. Während der Zentrifugation werden die Drehzahl und die Restlaufzeit im Display angezeigt. Durch eine einfache Tastenkombination kann die Anzeige auch den RCF-Wert (Zentrifugalkraft) anzeigen.

**Die Vorteile auf einen Blick**

- Vielseitiger Einsatz in der Medizin und Laboranalytik
- Winkelrotor 6 x 15 ml mit der Möglichkeit zum Einsatz verschiedener Röhrchenadapter
- Ergonomisches Bedienfeld und Display mit hygienischer Folientastatur
- Digitale Vorwahl von Laufzeit und Drehzahl
- Speicherplatz für 2 Programme
- Notfallöffnung bei Stromausfall
- Leiser, bürstenloser Motor
- Einfache Reinigung und Desinfektion
- 24 Monate Garantie

**Technische Daten**

Drehzahl/Teilung: 300-5000 rpm / 10 rpm

max. RCF: 2.600 g

Zeit: 30 Sekunden - 99 Minuten und Dauerbetrieb

Abmessung: 30 x 24 x 18 cm (L x B x H)

Gewicht: 5,2 kg

max. Kapazität: 6 x 15 ml

Rotor: 54° Festwinkel

Sicherheit: Deckelverriegelung, Unwucht-Kontrolle, interne Diagnose

Spannung / Frequenz: 100 - 240 V / 50/60 Hz

Leistung: 70 W

Betriebsgeräusch bei Vollast: 56 dB

## **Lieferumfang**

inkl. Rotor und Adapter-Set für unterschiedliche Röhren-Typen

## DATENBLATT

### SERVOspin Evolve Tischzentrifuge mit Winkelrotor

Typ	PZN	REF	VE
SERVOspin Evolve		H7 840	1 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

### Persönliche Angabe:

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Vorname: Nachname: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

### Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>