

Technisches Datenblatt INTERMED Aqua Bidem

Bezeichnung des Produktes

Handelsname: INTERMED Aqua Bidem

Verwendungszweck: Nahezu endionisiertes Wasser zur Weiterverarbeitung oder zum Endverbrauch.

Charakterisierung: Wasser, doppelt demineralisiert

Eigenschaften des Produktes

Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: geruchlos
Gebinde: Flasche, Kanister

Dichte: 1 g/cm³
Viskosität: 0,952 mPas
Flammpunkt: nicht anwendbar
Schmelzpunkt: 0 °C
Siedepunkt: 100 °C

Löslichkeit/Mischbarkeit in/mit Wasser: mischbar
Löslichkeit/Mischbarkeit in/mit organischen Lösemitteln: teilweise mischbar

Besondere Produkteigenschaften

- doppelt demineralisiert
 - geeignet für pharmazeutische, chemische und technische Zwecke
 - nicht geeignet für Injektionen, Infusionen und Augentropfen
 - kein Sterilprodukt
 - Leitfähigkeit max. 1,5 µs
-

Anwendung

Je nach gewünschtem Anwendungszweck verwenden.
Nicht trinken oder zur Zubereitung von Lebensmitteln verwenden.

Lieferformen

1 l-Flasche	Best.-Nr.: 450615
5 l-Kanister	Best.-Nr.: 450616
10 l-Kanister	Best.-Nr.: 450617

Technisches Datenblatt INTERMED Aqua Bidem

Lagerung

Optimale Lagertemperatur: 5-8 °C
Lagerfähigkeit ungeöffnet: 18 Monate
Lagerfähigkeit geöffnet: Die Haltbarkeit geöffneter Gebinde hängt sehr stark von den äußeren Gegebenheiten sowie dem Umgang mit dem Gebinde ab. Daher ist es nicht möglich, den Zeitraum der Haltbarkeit zu ermitteln.

Behälter gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Normen und Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) nicht kennzeichnungspflichtig.

Beachten Sie hierzu auch das Sicherheitsdatenblatt!

Weitere Vorschriften

WGK: Im Allgemeinen nicht wassergefährdend.

Diese Information wurde sorgfältig und nach bestem Wissen im Rahmen des Qualitätssicherungssystems der Elefant-Chemie erstellt. Es entbindet unsere Kunden jedoch nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle und begründet keine Ansprüche Dritter, an die es weitergeleitet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne ist hiermit nicht verbunden.

Hersteller: Elefant Chemie Breuhan GmbH & Co. Vertriebs-KG
Zur Mühle 1-3
D-30559 Hannover
T: +49-(0)511-473348-0
F: +49-(0)511-473348-28
Web: www.elefant-chemie.de
Mail: sida@elefant-chemie.de

Ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit Dominik Zache